



## BELANGRIJK

### ✓ LEES DE INSTRUCTIES

Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek

### ✓ AANVRAAGFORMULIER

Vul de invulvelden in die van toepassing zijn op het aanvraagformulier en vergeet deze niet mee te sturen met het monster

### ✓ MONSTERNAME BIJ KLACHTEN

Wacht met het afnemen van de monsters tot een dag waarop klachten zoals aandrang of brijachtige ontlasting zijn toegenomen; dit kan duiden op een verhoogde uitscheiding van darmparasieten

### ✓ TWEE KEER EEN MONSTER NEMEN

Om de kans te vergroten de parasieten aan te tonen worden er op twee verschillende dagen monsters genomen

### ✓ VLOEISTOF IN BUISJES

In de buisjes zit een bewaervloeistof en zorgt ervoor dat het monster tot weken na afname nog goed is voor onderzoek

## INFORMATIE

### ✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag

### ✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener of aan uw darmklachten.nl account toegevoegd

### ✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen

### ✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patiëntearchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

### ✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar

## CONTACT

Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden  
Agora 1 - 8934 CJ Leeuwarden  
info@mglab.nl - www.mglab.nl - 058 2120025

## INSTRUCTIES en INFORMATIE

### PARASietenMONSTER

#### Instructie afname parasietenmonster op de eerste dag

- Wacht met monsternamen tot klachten zijn toegenomen
- Schroef het gele dopje van het buisje en leg deze op een schoongemaakt oppervlak
- Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde fecesopvangsysteem
- Trek de latexvrije handschoenen aan
- Haal de wattenstaaf uit de koker en prik deze in de ontlasting en zorg dat er een klontje ontlasting aan zit
- Breng de ontlasting over in de vloeistof in het buisje beweeg het wattenstaafje **voorzichtig** op en neer met een draaiende beweging
- Plaats de gele dop op het buisje en draai deze goed aan
- Gooi de handschoenen en koker met vieze wattenstaaf weg bij het normale afval
- Bewaar het eerste monster voor parasietenonderzoek in de RigidSafetyBag bij kamertemperatuur tot het opsturen van alle monsters (!) Sluit de RigidSafetyBag nog niet!
- Herhaal de volgende dag bovenstaande procedure voor de afname van het tweede parasietenmonster



#### Instructie inpakken en verzenden

- Plaats beide buisjes in de RigidSafetyBag en sluit deze door de sluitstrip te verwijderen
- Plaats de RigidSafetyBag samen met het **aanvraagformulier** in de verzendenvolp
- Sluit jd verzendenvolp door de witte plakstrip te verwijderen
- Post de envelop met inhoud vlak voor de lichte van de brievenbus (**vóór 17.00 uur**)

